
Patiëntinformatie

Capillaire bloed-afname (vingerprik) voor HbA1c bepaling

Op deze kaart vindt u instructies voor het afnemen van bloed ten behoeve van een HbA1c bepaling. Voor een betrouwbare uitslag is het belangrijk dat u deze instructies opvolgt.

Bloed afnemen







1. Was de handen voordat u begint.
2. Open het cupje met de blauwe dop en haal het kleine glazen rietje uit het andere buisje.
3. Prik in de vinger, veeg de eerste druppel weg, en houd de punt van het rietje tegen de bloeddruppel, zodat het rietje zich volzuigt met bloed.
4. Zorg ervoor dat het gehele rietje volledig gevuld is met bloed.
   Indien het rietje niet volledig wordt gevuld zal de verhouding tussen het bloed en de vloeistof in het cupje niet juist zijn. Hierdoor kunnen onjuiste resultaten worden gerapporteerd.
5. Stop het gevulde rietje in het cupje en sluit de blauwe dop. Meng zodat het bloed oplost in de vloeistof.
6. Plak één etiket op het cupje en het tweede etiket op het aanvraag-formulier.
7. Vermeld de afnamedatum en –tijd op het formulier.

Verzenden naar het ziekenhuis

1. **Verzend het materiaal zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.**
2. Stop het cupje in de kunststof verpakking.
3. Stop de verpakking in de safety bag (plastic zakje).
4. Sluit het zakje met de plakstrip.
5. Stop het geheel, samen met het aanvraagformulier, in de verzendenvelop.

F3 12 80 31 - 04.22

Aandachtspunten

Neem het bloed af en post de envelop alleen op maandag, dinsdag of woensdag. De envelop dient te worden gepost op dezelfde dag als het bloed afgenomen wordt. Een postzegel is niet nodig.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het laboratorium van het Catharina Ziekenhuis, bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 040 239 8612.

Notities